



Coloridas

Todos los colores de la línea Monoart® en un envase que expresa todo el gusto y la excelencia de lo Made in Italy.



Seguras

Servilletas absorbentes y protectoras sin colas, fabricadas con celulosa pura procedente de una cadena de producción sostenible, acopladas mediante gofrado y temperatura con una película de polietileno libre de contaminantes.



Higiénicas

De la fábrica a la consulta dental: 100% automatizadas y sistema abre/cierra para reducir el riesgo de contaminación.

Monoart® Towel Up!



Las servilletas desechables Monoart® Towel Up! se fabrican en pura guata de celulosa altamente absorbente acoplada y gofrada con una capa de polietileno impermeable. Gracias al innovador envase con sistema abre/cierra, las servilletas se manipulan de forma individual y están protegidas del polvo y la contaminación para una higiene máxima y una gran comodidad de uso.



Clasificación:

Disp. Médico de Clase I



Colores:

Lima, verde esmeralda, verde, celeste, azul, lila, rosa, burdeos, naranja, amarillo, blanco, gris, negro



Tamaño:

330 x 450 mm



Embalaje:

Bolsa de 50 unidades
Caja de 10 bolsas



Prácticas

Organice el espacio y tenga la consulta en orden gracias al diseño compacto y al práctico envase abre/cierra.

